

OBJETS

- Cette fiche décrit la conduite à tenir en cas de fissure du C.V.C.¹ nécessitant une réparation mais qu'elle ne peut être mise en œuvre immédiatement.
- Le patient est à domicile : la réparation du C.V.C. n'est pas autorisée
- Le CHP ou le SMR ne possède pas le matériel adapté.
- Cet acte est à réaliser si le cathéter est fissuré, si l'embase fuit ou se désadapte, avant de transférer le patient vers le service compétent

PRINCIPES IMMUABLES

Précautions standard / Désinfection des mains par F.H.A.² / Formation / Soins stériles / Antiseptique alcoolique / Temps de contact / Temps de séchage spontané / Seringues luer lock ≥ 10 ml / Pansement occlusif / Confort du patient / Surveillance du patient / Traçabilité.

DESCRIPTION

A - Matériel nécessaire

MATERIELS

- Blouse à usage unique
- Charlotte + masques de type I ou II (masque chirurgical)
- 1 champ stérile
- Gants non stériles et gants stériles, non poudrés
- Compresses stériles
- Sutures adhésives stériles
- Pansements adhésifs transparents et stériles
- Pansement type MEPORE® petit format
- Seringues luer lock de 10 ml
- Système de clampage : pince à clamer en plastique stérile ou clamp de Bahr stérile

PRODUITS

- P.H.A.³
- +/- tampon anti-adhésif
- NaCl 0,9% injectable
- Antiseptique alcoolique, minimum 0,5%
- alcool modifié à 70°

AUTRES

- Sacs pour D.A.S.R.I.⁴ et D.A.S.N.D.⁵
- Collecteur d'aiguilles et objets coupants / piquants / tranchants
- Plan de travail nettoyé et désinfecté (chariot de soins, plateau, etc.)
- Fiche V.V.C. dans dossier patient
- Cahier de liaison

1. C.V.C. : Cathéter Veineux Central

2. F.H.A. : Friction Hydro-alcoolique

3. P.H.A. : Produit Hydro Alcoolique (Solution Hydro Alcoolique → S.H.A. ou Gel Hydro Alcoolique → G.H.A.)

4. D.A.S.R.I. : Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux

5. D.A.S.N.D. : Déchets d'Activités de Soins Non Dangereux

B - Déroulement du soin

Environnement : Environnement propre / Fermeture de la porte et des fenêtres / Plan de travail nettoyé et désinfecté.

Patient : Informer le patient / Installer le patient, lui mettre le masque si possible ou lui faire tourner la tête du côté opposé au cathéter / Si accompagnant, lui demander de mettre un masque après avoir effectué une F.H.A. des mains.

Soignant : Désinfection des mains par F.H.A. / Mettre masque, charlotte et blouse à usage unique / Préparer et installer le matériel sur le champ stérile + F.H.A.

- a) Porter des gants non stériles à usage unique.
- b) Retirer la totalité des pansements sales et les sutures adhésives pour vérifier l'intégrité du C.V.C. et identifier les zones endommagées.
- c) Eliminer les déchets suivant la filière adaptée.
- d) Retirer les gants puis effectuer une F.H.A.
- e) Enfiler les gants stériles :
 - La fissure est visible ou l'embase est désadaptée, passer à l'étape f)
 - La fissure n'est pas visible ou découverte lors du soin, frictionner la valve pendant 15 secondes avec l'alcool, puis adapter une seringue luer lock stérile de 10ml de sérum physiologique 0,9%. Effectuer un rinçage lent et localiser la ou les fuite(s), passer à l'étape f).
- f) Clamper efficacement au plus proche et en amont de la fissure identifiée au moyen d'une compresse stérile sous le clamp.
- g) Réaliser une antisepsie de la peau et du C.V.C. avec compresses stériles et antiseptique alcoolique.
- h) Protéger la peau sous le clamp, au moyen d'un pansement type MEPORE®, replié sur lui-même (de façon à ce qu'il ne colle pas à la peau) en laissant visible le système de clamping.
- i) Réaliser un pansement occlusif avec des pansements transparents.
- j) Retirer les gants et éliminer les déchets suivant la filière adaptée.
- k) Surveiller le patient : risque hémorragique et gazeux.

TRAÇABILITÉ/ TRANSMISSIONS

- Noter le soin dans les documents relatifs à la V.V.C. et prévenir l'équipe compétente pour le transfert du patient.

OBSERVATIONS / RECOMMANDATIONS

- Toujours clamber le C.V.C. au plus proche de la fissure afin de le préserver au maximum.
- Ne jamais emballer le dispositif de clamping avec des compresses stériles afin de faciliter la suite du soin et éviter de majorer la détérioration de la V.V.C.